


GUANCIALE MEMORY ERGOSPRING

manuale d'uso e manutenzione



DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1



memory
ergoSpring





Passiamo circa un terzo della vita dormendo: consapevole dell'importanza del sonno per la salute umana, **SleepingCare** è l'azienda leader nel mondo nella produzione di guanciali a molle. Anni di ricerca e sviluppo e test clinici con importanti università hanno permesso di ideare e produrre guanciali specifici per le persone che soffrono di disturbi cervicali. Interamente "Made in Italy" i guanciali **SleepingCare** rispettano le più rigorose normative a tutela della salute e dell'ambiente.

SleepingCare, *il tuo riposo certificato.*



memory
ergoSpring

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Azienda:

Soff-Art S.r.l.

Indirizzo:

Via Maestri del Lavoro, 49
05100 Terni (TR)

Iscrizione al Ministero della Salute:

1495200/R
1495747/R
1495972/R

Prodotti:

Memory ErgoSpring
Soffice
Medio
Sostenuto

Il prodotto descritto è in conformità con:

Documento N°
93/42/CEE

Titolo
Direttiva 93/42/CEE
del Consiglio, del 14
giugno 1993 e succ.
mod. integrazioni,
concernente i dispo-
sitivi medici

**Edizione/Data
di emissione**
14 giugno 1993

Informazioni Aggiuntive:

I prodotti rientrano tra quelli disciplinati dalla Direttiva Comunitaria n. 42/1993 in classe I secondo la regola 1 punto III dell'all. IX e sono assoggettati alla procedura prevista all'art. 11 punto 5 della 93/42/CEE e successive modifiche integrazioni (Direttiva 2007/47/CE).

Legale Rappresentante:
Giuliano Sciannameo

DESTINAZIONE D'USO

Il guanciale Memory ErgoSpring è destinato a sostenere in maniera adeguata la cervicale e la testa durante il riposo. È vietato ogni altro uso.


	SOFFICE	MEDIO	SOSTENUTO
Dimensioni	41 cm x 70 cm		
Spessore	12 cm		
Portanza	Soffice	Medio	Sostenuto
Composizione	MATERIALE INTERNO: Memory viscoelastico termosensibile, molle indipendenti rivestite singolarmente		
Tessuto di rivestimento:	fare riferimento all'etichetta cucita sul rivestimento per verificarne la composizione.		

DESCRIZIONE GUANCIALE

Il guanciale è composto da un materiale visco-elastico sensibile al calore e alla pressione e si adatta velocemente alla forma del corpo. Al suo interno si trovano le **molle indipendenti rivestite singolarmente (A)** che forniscono un adeguato sostegno differenziato e un alto livello di adattabilità ai movimenti durante l'uso del guanciale.

I fori praticati sul guanciale visco-elastico garantiscono un perfetto ricambio dell'aria, ad ogni movimento della testa, eliminando calore e umidità in eccesso.

Questo guanciale è composto da un materiale anallergico che rimane sempre nella sua forma originaria senza perdere spessore, mantenendo così il corretto allineamento testa-collo con la colonna vertebrale.



SIMBOLOGIA UTILIZZATA VEDI ETICHETTA

	Fabbricante
	Numero lotto
	Marchatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE e succ. mod. int.
	Lavare MAX 60°
	Stirare a bassa temperatura
	Tutti meno che tricloroetilene
	Non candeggiare
	Non asciugare a tamburo

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Di seguito viene riportata l'etichetta cucita sul guanciaie.

MEMORY ERGOSPRING

Composizione
memory viscoelastico
molle indipendenti

Tessuto di rivestimento interno
100% cotone

Tessuto di rivestimento esterno
100% cotone

istruzioni di lavaggio tessuto
di rivestimento esterno

 Via Maestri del Lavoro, 49
05100 Terni
Tel. 0744 813535

 Numero lotto

 DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE I 

PIATTAFORMA DI SOSTEGNO

Il piano di appoggio del guanciale dovrà essere libero da ingombri e assicurare una adeguata ventilazione.

memory
ergoSpring



UTILIZZO

Per effettuare la messa in uso del guanciale procedere nel modo seguente:

- > Estrarre il guanciale dalla confezione
- > Verificare che il piano di appoggio sia pulito, asciutto e libero da corpi estranei che possano nuocere alla integrità del guanciale
- > Posizionare il guanciale sul piano di appoggio
- > **Usare il guanciale esclusivamente in piano, non inclinare, non piegare;**
- > **Poggiare sul guanciale solo collo e testa, no spalle**
- > **Usare federe adeguatamente "comode" per il guanciale**


RIMOZIONE DI MACCHIE SMALTIMENTO

Per pulire eventuali macchie non usare solventi o altri materiali aggressivi. Utilizzare esclusivamente un panno umido, asciugando bene la zona subito dopo il lavaggio.

Per lo smaltimento seguire le istruzioni del Comune o dell'autorità competente sul territorio.

VITA PREVISTA

Il guanciaie ha una durata prevista di circa 4/5 anni, se usato correttamente.



ERGOCERT
ERGONOMICS CERTIFYING INSTITUTE

ErgoCert è stato il primo Ente ad ottenere l'accreditamento SINCERT per la Certificazione Ergonomica. Nel 2019, ottenendo l'accreditamento ACCREDIA, ErgoCert è diventato il primo Organismo Accreditato a livello internazionale per la Certificazione Ergonomica di prodotti, processi e servizi sulla base della norma ISO 17065.

La Certificazione ErgoCert è basata su Disciplinari e Specifiche Tecniche ErgoCert che, per ciascuna delle 3 macro-aree dell'ergonomia (**Politecnica, Biomedica ed Usabilità/Esperienza d'uso**), definiscono le norme ergonomiche applicabili, i requisiti di valutazione, le prove ed i limiti di accettabilità per il conseguimento della Certificazione Ergonomica di prodotti, processi e servizi ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.



memory
ergoSpring

ErgoCert Certified
★★★★★

Il guanciale **Memory ErgoSpring** ha ottenuto il massimo riconoscimento di **ErgoCert**.

[Scopri le 5 stelle](#)

★ **Conforme ai principi di ergonomia**

Progettato per un corretto e confortevole riposo, favorisce il perfetto allineamento della testa con il rachide cervicale (C7-C1)

★ **Testato clinicamente**

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ne ha dimostrato scientificamente l'utilità per le persone con dolori cervicali

★ **Facilità d'uso**

Comodo adattamento della federa al guanciale

★ **Rispetto della salute umana**

Utilizzo di materie prime non tossiche per la salute dell'uomo

★ **Rispetto dell'ambiente**

Utilizzo di materie prime rispettose dell'ambiente



interamente prodotto in italia

